

Puromycin Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Validiert Für Wb, Ihc, If, Ip, Durchflusszytometrie Und Elisa

Artikelnummer: CM0000066

Einführung

Dieser Puromycin-Kaninchen-monoklonale Antikörper, der gegen Puromycin-Chemikalien hergestellt wurde, eignet sich ideal zum Nachweis des Puromycin-Einbaus in Protein-Synthese-Assays. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra) und ELISA; artenunabhängige Reaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Puromycin Kaninchen mAb
Gen-ID	CAS:58-58-2
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Puromycin entsprechen.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra), ELISA
Krossreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel