

Puromycin-Kaninchen-Pab - Cas:58-58-2

Artikelnummer: CM0019707

Einführung

Puromycin-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen Puromycin entwickelt wurde. Dieser Antikörper eignet sich für WB und ELISA und weist eine speziesunabhängige Kreuzreaktivität auf. Er dient als Hilfsmittel zur Untersuchung der Proteinsynthese und der Puromycin-basierten Selektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Puromycin-Kaninchen-pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	CAS:58-58-2
Gen-ID	CAS:58-58-2
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Puromycin entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku