


Pygb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11216

Artikelnummer: CM0029046



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PYGB (Hirn-Glykogen-Phosphorylase). Geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes PYGB mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 97 kDa. Ideal für Studien zum Glykogen-Stoffwechsel und zur Energiehomöostase des Gehirns.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYGB Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPBB; PYGB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5834
Gen-ID	5834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 544-843 von humanem PYGB (NP_002853.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11216
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel