


## Rab10-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61026

Artikelnummer: CM0006944



### Einführung

Hochwertiger monoklonaler RAB10-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-RAB10. Ideal für die Erforschung des intrazellulären Transports und des Membrantransports.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | RAB10-Kaninchen-mAb                                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | RAB10; Ras-verwandtes Protein Rab-10; [KD-validiert] RAB10                                                                                     |
| Art               | Mensch                                                                                                                                         |
| Gen-ID (Mensch)   | 10890                                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 10890                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 des humanen RAB10 (NP_057215.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                            |
| SWISS             | P61026                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 23 kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                       |