

Rab34 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Di83/Q9Bzg1

Artikelnummer: CM0014673

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB34, validiert für WB und ELISA. Erkennt multiple Isoformen in humanen, murinen und rattigen Proben. Geeignet für Studien zur Nukleolusfunktion und alternatives Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB34 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAH; NARR; RAB39; RAB34
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83871
Gen-ID	83871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-259 von humanem RAB34 (NP_114140.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DI83/Q9BZG1
Proteingewicht	21kDa/28kDa/29kDa
Versand	Eisatmbeutel