


Rab3D Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O95716

Artikelnummer: CM0017225



Einführung

RAB3D Kaninchen pAb (O95716) ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Die vorhergesagte Bande beträgt 24 kDa. Ideal für die Erforschung von Rab-3D im Membranverkehr und bei der Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB3D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9545
GenID	9545
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-219 von menschlichem RAB3D (NP_004274.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95716
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel