


Rab4A Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - P20338

Artikelnummer: CM0029379



Einführung

RAB4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt RAB4A in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Das Ziel ist eine kleine GTPase, die den intrazellulären Membranverkehr und den Proteintransport reguliert. Ideal für Studien zum endosomalen Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB4A Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Spezies	Mensch
Gen-ID	5869 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem RAB4A (NP_004569.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20338
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel