

Kaninchen Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne) Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie

Artikelnummer: CM0000052

Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen 4-Hydroxynonenal (4-HNE), einen wichtigen Marker für Lipidperoxidation. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie mit artenunabhängiger Reaktivität. Geliefert als IVD-Rohmaterial für die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-4-Hydroxynonenal mAb
Bemerkungen/Alias	4-HNE
Immunogen	Chemische Verbindungen, die 4-Hydroxynonenal entsprechen.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel