

Abflo 488 Kaninchen Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne) Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie

Artikelnummer: CM0000027

Einführung

Fluoreszierender ABflo 488-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen den Lipidperoxidationsmarker 4-Hydroxynonenal (4-HNE). Ideal für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra) mit speziesunabhängiger Reaktivität, unterstützt die Erforschung von oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Detail
Produktname	Kaninchen anti-4-Hydroxynonenal mAk
Bemerkungen/Alias	4-HNE
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend 4-Hydroxynonenal
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel