

Kaninchen Anti-Atf5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2D1

Artikelnummer: CM0008457

Einführung

Kaninchen anti-ATF5 monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Validiert in Mensch, Maus und Ratte; dieser Antikörper richtet sich gegen den Transkriptionsfaktor ATF5, der für das Zellüberleben und die Differenzierung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22809
GenID	22809
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 183-282 von humanem ATF5 (Q9Y2D1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2D1
Proteingewicht	31kDa
Versand	E>Eisbeutel