

Kaninchen Anti-Bgat (Abo) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16442

Artikelnummer: CM0023913



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes BGAT (ABO-Transferase), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Forschung an ABO-Blutgruppenantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BGAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Spezies	Mensch
GenID	28
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 54-354 von humanem BGAT (NP_065202.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16442
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel