

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen C3Ar1 Für Wb, Elisa - Q16581

Artikelnummer: CM0023058



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes C3AR1, einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor für das Anaphylatoxin C3a, der an Chemotaxis und Entzündungsprozessen beteiligt ist. Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C3AR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	719
Gen-ID	719
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen C3AR1 (NP_004045.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q16581
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku