

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Calca Für Wb- Und Elisa-Forschungsanwendungen - P01258 / P06881

Artikelnummer: CM0015934



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CALCA (Calcitonin), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Kalziumstoffwechsels und der Hormonsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CALCA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	796
GeneID	796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-141 des humanen CALCA (NP_001029124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01258 / P06881
Proteingewicht	13 kDa / 15 kDa
Versand	Kühlakku