

Kaninchen-Anti-Katzen-Cd27-Mak - Katze Cd27

Artikelnummer: CM0004750

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Katzen-CD27, konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für felines CD27. Bezogen über die One-Stop-Plattform für die Beschaffung von IVD-Rohstoffen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Katzen-CD27 mAb
Spezies	Katze
Gen-ID (Mensch)	939
Gen-ID	101091633
Immunogen	Rekombinantes Protein von Katzen-CD27
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Katze
Versand	Eisbeutel