

Kaninchen Anti-Katze Cd27 Monoklonaler Antikörper - Cd27

Artikelnummer: CM0010137

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Katzen-CD27 für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Das Immunogen umfasst die Aminosäuren 20-191 des felines CD27; keine Kreuzreaktivität mit anderen Arten gemeldet. Ideal für feline immunologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Katze CD27 mAk
Spezies	Katze
Gen-ID (Mensch)	939
Gen-ID	101091633
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-191 von Katzen-CD27 entspricht (XP_011282025.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Katze
Versand	Eisbeutel