

Kaninchen Anti-Katze Cd8 Alpha Monoklonaler Antikörper Für Fc - P41688

Artikelnummer: CM0004404



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Katzen-CD8-alpha, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für Immunphänotypisierung und T-Zell-Forschung in feline Modellen. Zielspezifität für UniProt P41688.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Katze CD8 alpha mAk
Bemerkungen/Alias	CD8A
Spezies	Katze
GenID (Mensch)	925
GenID	493799
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 25-186 von Katzen-CD8-alpha (NP_001009843.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Katze
SWISS	P41688
Proteinmasse	32-34 kDa
Versand	Eisbeutel