

Kaninchen Anti-Katze Cd8 Alpha Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P41688

Artikelnummer: CM0004508



Einführung

Rekombinanter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen felines CD8 alpha, geeignet für Durchflusszytometrie (FC). Ermöglicht die Untersuchung von CD8+ T-Zell- und NK-Zell-Antworten in der Katzenimmunologie. Kreuzreagiert spezifisch mit Katzen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Katze CD8 alpha mAb
Bemerkungen/Alias	CD8A
Spezies	Katze
GenID (Mensch)	925
GenID	493799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-186 von Katzen-CD8 alpha (NP_001009843.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Katze
SWISS	P41688
Proteingewicht	32-34kDa
Versand	Eisbeutel