

Kaninchen Anti-Cc2D1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P1N0

Artikelnummer: CM0024841

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches CC2D1A, validiert für WB, IHC-P, ELISA und kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Genregulation, synaptischer Funktion und PI3K-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CC2D1A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54862
GenID	54862
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-150 von menschlichem CC2D1A enthält (NP_060191.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P1N0
Proteinmasse	104kDa
Versand	Eisbeutel