


## Kaninchen Anti-Cd14 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08571

Artikelnummer: CM0004334



### Einführung

-konjugierter kaninchener anti-CD14 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Detektiert CD14 auf menschlichen und Cynomolgus-Monozyten/Makrophagen. LPS-Korezeptor; entscheidend für die Forschung zur angeborenen Immunität. Molekulargewicht: 40 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human/Affe CD14 mAk                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CD14                                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 929                                                                                                                          |
| GenID             | 929                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-352 von humanem CD14 (NP_000582.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Cynomolgus                                                                                                           |
| SWISS             | P08571                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 40kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |