


Kaninchen Anti-Cd62E/E-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P16581

Artikelnummer: CM0006597



Einführung

Menschlicher CD62E/E-Selectin monoklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB, FC, ELISA. Rekombinantes Immunogen, detektiert eine 66 kDa-Bande. Geeignet für die Untersuchung von Leukozytenadhäsion und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD62E/E-Selectin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6401
GenID	6401
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-230 von menschlichem CD62E/E-Selectin (NP_000441.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16581
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel