


Kaninchen Anti-Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0012511



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD8a, konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Validiert an Proben von Menschen und Krabbenaffen. Ideal für die Immunzellprofilierung in der Immunologie und immuno-onkologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch/Affe CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	925
GenID	925
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8a (NP_001759.3) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	P01732
Proteingewicht	21 kDa/25 kDa/30 kDa
Versand	Eisbeutel