

Kaninchen Anti-Cdc42 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60953

Artikelnummer: CM0017460



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen CDC42 (Zellteilungs-Kontrollprotein 42 Homolog). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist eine kleine GTPase, die Aktindynamik, Zellpolarität und Migration reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDC42 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Spezies	Human
GeneID (Human)	998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 118-191 von humanem CDC42 (NP_001782.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P60953
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel