

Kaninchen-Anti-Ddddk-Tag-Monoklonaler Antikörper - Ddddk-Tag

Artikelnummer: CM0010690

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen den DDDDK-Tag für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Die speziesunabhängige Tag-Erkennung ermöglicht flexible Versuchsdesigns über verschiedene Modellsysteme hinweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-DDDDK-Tag-mAb
Bemerkungen / Alias	DDDDK; DDDDK-Tag; DDDDK-Tag
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein synthetisches Peptid entsprechend dem DDDDK-Tag
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku