

Kaninchen Anti-Hund Cd19 Monoklonaler Antikörper - Cd19

Artikelnummer: CM0004626

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Hunde-CD19 für die direkte Durchflusszytometrie (FC) von kaninen B-Zellen. Rekombinantes Immunogen, spezifisch für Hunde-CD19.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Hund CD19 mAk
Alias	CD19
Spezies	Hund
Humane Gen-ID	930
Gen-Id	607898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-299 von Hunde-CD19 (XP_013969991.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hund
Versand	Eisbeutel