

Kaninchen Anti-Hund Cd27 Mab - Cd27

Artikelnummer: CM0010020

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Hund CD27 (TNFRSF7). Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert spezifisch mit Hunde-Proben. Ideal für die Immunzellprofilierung in der Hundeforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Hund CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Spezies	Hund
Gen-ID (Human)	939
Gen-ID	611674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-215 von Hund CD27 (XP_038295140.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hund
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel