

Kaninchen Anti-Hund Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Cd27

Artikelnummer: CM0010234

Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Hund CD27 (TNFRSF7). Rekombinantes Immunogen (Aminosäuren 20-215) für die Durchflusszytometrie konzipiert. Geeignet für die Hunde-Forschung und die Diagnostik-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Hund CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Spezies	Hund
Gen-ID (Human)	939
Gen-ID	611674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-215 von Hund CD27 (XP_038295140.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Hund
Proteingröße	31 kDa
Versand	Kühlakkus