

Kaninchen-Anti-Hund-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Canines Cd4

Artikelnummer: CM0008268

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen canines CD4, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Rekombinantes Immunogen (AS 26-400). Ideal für die Phänotypisierung von Lymphozyten des Hundes und Anwendungen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Hund-CD4-mAb
Anmerkungen/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Spezies	Hund
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	403931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-400 des caninen CD4 entspricht (NP_001003252.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hund
Versand	Kühlakku