

Kaninchen Anti-Hund Cd4 Monoklonaler Antikörper - Np_001003252.1

Artikelnummer: CM0004453

Einführung

Kaninchen anti-Hund CD4 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen. Rekombinantes Protein-Immunogen, reagiert mit Hund CD4. Ideal für die caninen Immunologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Hund CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
Spezies	Hund
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	403931
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hund
Versand	Eisbeutel