

Kaninchen Anti-Hund Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P33706

Artikelnummer: CM0010984

Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Hunde-CD8A für die Durchflusszytometrie. Zielt auf das T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD8-Alpha-Kette ab, das für die Interaktion mit MHC-Klasse-I und die Reaktionen zytotoxischer T-Zellen unerlässlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Hund CD8A mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
Spezies	Hund
GenID (Mensch)	925
GenID	403157
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-139 von Hunde-CD8A (NP_001002935.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Hund
SWISS	P33706
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel