

Kaninchen-Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam-Mab - Fitc

Artikelnummer: CM0008805

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen FITC-, 5-FAM- und 6-FAM-Farbstoffe. Speziesunabhängige Reaktivität und für die Durchflusszytometrie validiert, geeignet für den Nachweis fluoreszierender Sonden in der Forschung und bei der Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-FITC/5-FAM/6-FAM-mAb
Bemerkungen/Alias	FITC
Immunogen	Chemische Verbindungen Chemische Verbindung/kleines Molekül entsprechend FITC/5-FAM/6-FAM.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku