

Kaninchen-Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Artikelnummer: CM0012252

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch die kleinen Moleküle FITC, 5-FAM und 6-FAM erkennt. Dieses speziesunabhängige Reagenz wurde für die Durchflusszytometrie entwickelt und unterstützt den Immunfluoreszenznachweis bei der Entwicklung diagnostischer Assays sowie in der biomedizinischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Anmerkungen/Alias	FITC
Spezies	Kaninchen
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend FITC/5-FAM/6-FAM
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Eisbeutel