

Kaninchen Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

Artikelnummer: CM0004082

Einführung

Kaninchen monoklonaler anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antikörper () für die Durchflusszytometrie. Erkennt FITC, 5-FAM und 6-FAM mit artspezies-unabhängiger Reaktivität. Nützlich zum Nachweis von FITC-Konjugaten in der Immunfluoreszenz und IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
Bemerkungen/Alias	FITC
Immunogen	Chemische Verbindungen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel