

Kaninchen-Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam-Monoklonaler Antikörper - Fitc

Artikelnummer: CM0008918

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen FITC/5-FAM/6-FAM, validiert für die Durchflusszytometrie. Die speziesunabhängige Reaktivität ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Immunoassays zum Nachweis kleiner Moleküle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-FITC/5-FAM/6-FAM-mAb
Bemerkungen/Alias	FITC
Immunogen	Chemische Verbindungen, die FITC/5-FAM/6-FAM entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku