

## Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Flotillin-2 (Flot2) Für Wb Und Elisa - Q14254

Artikelnummer: CM0021338



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Flotillin-2 (FLOT2), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Untersuchungen zu Caveolae, Zelladhäsion und epidermalen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FLOT2-Kaninchen-pAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 2319                                                                                                                |
| Gen-ID            | 2319                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 239-428 des humanen FLOT2 (NP_004466.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                |
| SWISS             | Q14254                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 47 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                            |