

Kaninchen Anti-Frem1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5H8C1

Artikelnummer: CM0023372

Einführung

Kaninchen anti-FREM1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. FREM1 ist ein Protein der extrazellulären Matrix, das für die epidermale Differenzierung und Adhäsion während der Entwicklung essentiell ist. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FREM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	158326
GenID	158326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1880-2179 von humanem FREM1 (NP_659403.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5H8C1
Proteingewicht	244kDa
Versand	Eisbeutel