

Kaninchen Anti-Gap43 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17677

Artikelnummer: CM0022235

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der GAP43 (Neuromodulin) erkennt, optimiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Geeignet für menschliche, murine und rattige Neuralgewebeproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAP43 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2596
Gen-ID	2596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-238 von humanem GAP43 (NP_002036.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P17677
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel