


Kaninchen Anti-Gca Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28676

Artikelnummer: CM0028155



Einführung

Der Kaninchen anti-GCA polyklonale Antikörper zielt auf das Calcium-bindende Grancalcin (~24 kDa) ab. Anwendungen: WB, IF/ICC, ELISA. Reaktivität: Mensch, Maus. Ideal für Studien zur Neutrophilenadhäsion und Fokaladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCL; GCA
Spezies	Mensch
Gen-ID	25801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-217 von humanem GCA (NP_036330.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P28676
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eistasche