

Kaninchen Anti-Gnai3 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

Artikelnummer: CM0015154



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes GNAI3, validiert für Western Blot, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes und murines GNAI3; geeignet für die Untersuchung von G-Protein-Signalwegen und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GNAI3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	87U6; HG1A; ARCND1; ARCDS; I3
Spezies	Mensch
GeneID	2773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-354 von humanem GNAI3 (NP_006487.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08754
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel