

Kaninchen Anti-Ziege Igg (Fab)-Fragment Mab - Ziegen-Igg (Fab)-Fragment

Artikelnummer: CM0006154

Einführung

Der Kaninchen anti-Ziege IgG (Fab)-Fragment mAb ist ein monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, der spezifisch Ziegen-IgG Fab erkennt und für Durchflusszytometrie-Anwendungen in Immunoassays und Diagnostik geeignet ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ziege IgG (Fab)-Fragment mAb
Immunogen	Rekombinantes Protein von Kaninchen anti-Ziege IgG (Fab)-Fragment
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eisbeutel