

Kaninchen Anti-Ziege Igg (Fab)-Fragment Mak - Ziege Igg (Fab)-Fragment

Artikelnummer: CM0004024

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Ziege-IgG-Fab-Fragment. Validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Rekombinantes Immunogen gewährleistet hohe Spezifität und Chargenkonstanz. Geeignet für Immunoassays, die Anti-Ziege-IgG-Detektion in Forschung und Diagnostikentwicklung erfordern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Ziege IgG (Fab)-Fragment mAk
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Ziege-IgG (Fab)-Fragments
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eistüte