

Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fab)-Fragment Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Ziege IgG Fab-Fragment

Artikelnummer: CM0006402

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das Ziege-IgG-Fab-Fragment. Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC), bietet er einen artspezifischen Nachweis von Ziege-IgG in verschiedenen Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ziege IgG (Fab)-Fragment mAk
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Ziege-IgG-(Fab)-Fragments
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Kühltasche