

Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment Mak

Artikelnummer: CM0007327

Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das Fc-Fragment von Ziegen-IgG, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Immunoassays und Sekundärnachweis in Proben- oder Testsystemen mit Ziegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment mAk
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Fc-Fragments von Ziegen-IgG
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Kühltasche