

Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment Mab

Artikelnummer: CM0010190

Einführung

-konjugiertes kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf das IgG(Fc)-Fragment von Ziegen abzielt, geeignet für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Entwickelt für den spezifischen Nachweis von Ziegen-IgG in Forschungs- und Diagnostikassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment mAb
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Ziegen-IgG (Fc)-Fragments
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eisbeutel