

Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment Mab - Ziege IgG (Fc)-Fragment

Artikelnummer: CM0006533

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, spezifisch für das Fc-Fragment von Ziegen-IgG. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für den Nachweis von Ziegen-Immunglobulinen in Forschungs- und Diagnoseassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Ziege IgG (Fc)-Fragment mAb
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Ziegen-IgG (Fc)-Fragments
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Kühlakku