

Kaninchen Anti-Ziege Igg (Fc) Fragment Mab

Artikelnummer: CM0007217

Einführung

konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen das Ziegen-IgG (Fc)-Fragment gerichtet ist, für Anwendungen der Durchflusszytometrie. Spezifisch für den Fc-Bereich von Ziegen, minimiert Kreuzreaktivität. Ideal für multicolor Immunfluoreszenzstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Ziege IgG (Fc) Fragment mAb
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein von Ziegen-IgG (Fc)-Fragment
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eisbeutel