

Kaninchen Anti-Ziege Igg (Fc) Fragment Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0005290

Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Ziege IgG Fc-Fragment für die Durchflusszytometrie. Ideal für den Nachweis von Ziege IgG in immunologischen Assays. Kreuzreagiert mit Ziege IgG.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Ziege IgG (Fc) Fragment mAk
Spezies	Ziege
Immunogen	Rekombinantes Protein des Ziege IgG (Fc) Fragments
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Ziege
Versand	Eisbeutel