

Kaninchen Anti-Hnf4A Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Hnf4A

Artikelnummer: CM0013448

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen HNF4a (HNF4alpha), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung zu leberspezifischer Genregulation und hepatozellulärer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNF4a Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3172
Gen-ID (Maus)	15378
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HNF4a (NP_000448.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
Proteinmasse	51 kDa/52 kDa
Versand	Eispackung