


## Kaninchen Anti-Hpcal1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P37235

Artikelnummer: CM0024317



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen HPCAL1 (Hippocalcin-ähnliches Protein 1), durch KO validiert, für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO Validated] HPCAL1 Rabbit pAb                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | BDR1; HLP2; VILIP-3; L1                                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 3241                                                                                                                        |
| GeneID            | 3241                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-193 von humanem HPCAL1 (NP_002140.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P37235                                                                                                                      |
| Protein-Gewicht   | 22kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |