


Kaninchen Anti-Human Axl Mab Für Fc - P30530

Artikelnummer: CM0011696



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes AXL (UniProt P30530) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der AXL-vermittelten Signalübertragung, Krebs und des virale Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human AXL mAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Spezies	Human
GenID (Human)	558
GenID	558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-449 von humanem AXL entspricht. (NP_068713.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Human
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel