


Kaninchen Anti-Humaner Axl Monoklonaler Antikörper Für Fc - P30530

Artikelnummer: CM0011338



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane AXL-Rezeptortyrosinkinase (UFO/Tyro7). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, validiert in humanen Proben. Erforschen Sie die Rolle von AXL bei Krebs, Immunität und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner AXL mAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Spezies	Human
GeneID (human)	558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-449 von humanem AXL (NP_068713.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P30530
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel